
Manuel d'utilisation du programme¹ d'assemblage de l'ADN



Ce manuel a été réalisé par : Julie PRATX

Dans le cadre d' : un projet en Omiques et Bioinformatique

Le: le 8 décembre 2019

¹ Programme réalisé en Python 3.7.3 (data_ADN_part1.py & data_ADN_part2.py)

Partie I

La partie I de ce programme a pour but principal de générer les données aléatoirement pour être utilisées dans la partie II du programme.

I. Les variables et les import

```
24 import random
25 # Les listes et dictionnaires
26 nucleic = ["A","T","G","C"]
27 adaptateurs = []
28 # Pour le brin sens 5'-> 3'
29 readBS = []
30 valeur_q = []
31 valeur_qualité = []
32 dico_readsS = {}
33 # Pour le brin non sens 3' <- 5'
34 readBNS = []
35 valeur_qC = []
36 valeur_qualitéC = []
37 dico_readsNS = {}
```

import random est un module qui permet de générer les données aléatoirement sans devoir réécrire toute la fonction.

nucleic est une liste ([]) qui contient les 4 nucléotides :

- A pour Adénine
- T pour Thymine
- C pour Cytosine
- G pour Guanine

adaptateurs est une liste ([]) qui sert à stocker les adaptateurs générés par le programme.

1. Brin sens (BS) $(5' \rightarrow 3')$

readBS est une liste ([]) qui stocke les reads générés à partir de la séquence d'ADN.

valeur_q est une liste ([]) qui stocke les valeurs de qualité générées dans la procédure *def valeurQBS(read,nb_read)* pour chaque base contenue dans un read.

valeur qualité voir valeur q

dico_readsS est un dictionnaire ({}) qui stocke l'index des reads (0, 1, 2, 3, etc....), les reads et leur valeur de qualité associée.

Il est organisé sous cette forme : {index du read : [[Read], longueur du read, [valeur de qualité]]}

2. Brin non sens (BNS) $(3' \leftarrow 5')$

readBNS est une liste ([]) qui stocke les reads générés à partir de la séquence d'ADN.

valeur_qC est une liste ([]) qui stocke les valeurs de qualité générées dans la procédure *def valeurQBNS(read,nb_read)* pour chaque base contenue dans un read.

valeur_qualitéC voir valeur_qC

dico_readsNS est un dictionnaire ({}) qui stocke l'index des reads (0, 1, 2, 3, etc....), les reads et leur valeur de qualité associée.

Il est organisé sous cette forme : {index du read : [[Read], longueur du read, [valeur de qualité]]}

II. La fonction random

Pour modifier la taille de la séquence, on change le nombre qui se trouve entre parenthèse. Par exemple, pour une longueur de 200 nucléotides, on va écrire **randseq(200, nucleic)**.

III. Générer les séquences complémentaires

```
57#
                     Brin complémentaire
60 Cette procédure prend pour argument sequence (qui correspond à notre séquence
61 généré aléatoirement à la procédure précédente).
62 Son but est de générer le brin d'ADN complémentaire qui sera utilisé dans la
63 partie 2 du programme.
64 ""'
65 def brincomplementaire(sequence):
     seqC =
     for i in sequence:
        if i == "A":
           seqC += "7"
        if i == "T":
seqC += "A"
70
        if i == "G":
72
           seqC += "C"
        if i == "C":
seqC += "G"
     return seqC
77
78 seqC = brincomplementaire(seq)
79 print ("Séquence initiale complémentaire ADN :")
80 print("3'-", seqC, "-5'", "\n")
```

Cette procédure génère automatiquement le brin non sens (reverse) de la séquence que l'on a généré précédemment (si cette séquence est passée en paramètre).

Ici, i parcourt la séquence et à chaque fois qu'il rencontre un « A » il écrit un « T » , pour un « G » il écrit un « C » et inversement. La boucle continue à tourner tant qu'il y a de caractères à traiter.

A la fin, la chaîne de caractères stockées dans la variable seqC est retournée pour pouvoir être utilisée pour exécuter la procédure.

IV. Création des reads pour le brin sens

Pour cette version du programme, les reads créés sont de taille identique. Dans cet exemple, la taille est fixée à 20. On peut modifier cette longueur en changeant le nombre dans la procédure. Par exemple, pour générer des reads de 100 nucléotides, on va écrire **seq[i:i+100]**. On peut également modifier le nombre de décalage pour la segmentation du read. Ici, on décale d'un nucléotide vers la droite. Pour décaler de 2 nucléotides vers la droite, on peut écrire **seq[i+1:i+20]**.

V. Génération des valeurs de qualité pour le brin sens

```
99#
                 Valeur de qualité des reads brin sens
102 Cette procédure (pour le brin sens) prend pour argument read (la séguence
103 générée précédemment) et nb read (définit dans la procédure précédente).
105 #print(); print("3 - Valeur de qualité", "\n")
106 def valeurQBS(read, nb read):
      for i in range (nb_read):
    for j in range (nb_read):
            valQ = random.randint(0,10)
109
            valeur_qualité.append(valQ/1
110
111
      for k in range(nb_read):
         valeur_q.append(valeur_qualité[20*k:20*k+20])
112
113
      return valeur_q
114
115 valeurQBS (readsBS,
116 print("Liste des valeurs de qualité :", valeur_qualité, "\n")
```

La première boucle de la procédure sert à générer des valeurs de qualité ayant 2 chiffres après la virgule. Pour se faire, on choisit un intervalle entre 0 et 100 pour la fonction random.randint et ensuite on divise ce résultat par 100. Si on veut 3 chiffres après la virgule, on pose un intervalle de 0 à 1000 et on divise par 1000.

La deuxième boucle sert attribuer une valeur de qualité pour chaque nucléotide de chaque read. Ici, la taille du read est fixée à 20 nucléotides. Si on veut des reads de 40 nucléotides, on doit remplacer

les 20 par des 40 comme ceci : **valeur_qualité[40*k:40*k+40]** et dans l'appel de la procédure **valeurQBS(readsBS, 40)**.

VI. Création des reads pour le brin non sens

```
Reads brin non sens
121 """
122 Cette procédure (pour le brin non sens) prend pour argument seq (la séqeunce a
123 transformer en reads) et nb_read (le nombre de read que l'on veut).
124 Dans cette version, les reads sont de mêmes tailles et le décalage est de 1
125 nucléotide vers la droite.
126 """
127 #print();print("2 - Reads", "\n")
128 def readsBNS(seq,nb_read):
129
     for i in range (0,nb_read):
130
        s = seq[i:i+
        readBNS.append(s)
131
     return readBNS
133 #test
134 #readsBNS(seqC, 10)
```

Voir *IV. Création des reads pour le brin sens*

VII. Génération des valeurs de qualité pour le brin non sens

```
136#
                Valeur de qualité des reads brin non sens
138 """
139 Cette procédure (pour le brin non sens) prend pour argument read (la séguence
140 générée précédemment) et nb read (définit dans la procédure précédente).
142 #print();print("3 - Valeur de qualité", "\n")
143 def valeurQBNS(read, nb_read):
      for i in range (nb_read):
          for j in range (nb_read):
              valQ = random.randint(0,100
146
              valeur_qualitéC.append(valQ/100)
148
      for k in range(nb_read):
149
          valeur_qC.append(valeur_qualitéC[20*k:20*k+20])
150
      return valeur qC
152 #test
153 #valeurQBNS(readBNS, 20)
154 #print("Liste des valeurs de qualité :", valeur qualitéC, "\n")
```

Voir V. Génération des valeurs de qualité pour le brin sens

VIII. Création du dictionnaire pour les index, les reads et les valeurs de qualité pour le brin sens

```
Dico brin sens 5' -> 3'
159 Cette procédure pour le brin sens prend pour argument seg (brin sens) et
160 nb read (le nombre de clé du dictionnaire).
161 Son but est de stocker les index, les reads et leur valeur de qualité dans un
162 dictionnaire.
164 print(); print("2 - Dico brin sens 5' -> 3'", "\n")
165 def dicoReadsS(seq,nb_read):
      r1 = readsBS (seq,nb read)
      v1 = valeurQBS (r1, nb read)
167
      id = []
      for i in range(nb_read):
169
170
         id = i
171
         dico_readsS[id] = [0,0,0]
      for id, i in zip(dico_readsS.keys(), range(nb_read)):
172
         dico_readsS[id][0] = [r1[i]]
173
         dico_readsS[id][1] = len(r1[i])
dico_readsS[id][2] = v1[i]
174
175
      print("Dico brin sens 5'-> 3' :", dico readsS, "\n") # affiche le dico des
176
177#
      reads du brin sens
178
179 dicoReadsS(seq, 65)
```

Cette procédure permet de créer un dictionnaire pour stocker les index des reads, les reads et leurs valeurs de qualité.

Rappelons qu'un dictionnaire est composé de « clés » et de « valeurs » et ayant cette nomenclature : {clé : valeur}.

Les index sont, en réalité, les clés du dictionnaire. La clé « 0 » est l'index « 0 » du read et de ces valeurs de qualité. La première boucle de la procédure sert à mettre en forme le dictionnaire. En effet, dico_readsS²[id] sera les clés des différentes entrées du dictionnaire et [0,0,0] sera la disposition des différentes valeurs du dictionnaire.

La deuxième boucle sert à définir comment seront rangées les différentes valeurs que l'on doit stocker dans le dictionnaire.

- En position 0 : dico readsS[id][0] : le read
- En position 1 : dico_readsS[id][1] : la longueur du read
- En position 2 : dico_readsS[id][2] : les valeurs de qualité

A l'affichage, le dictionnaire ressemble à : {index:[[Read], longueur du read, [valeur de qualité]], }

² dico_readsS: dictionnaire pour les reads du brin sens (S)

IX. Création du dictionnaire pour les index, les reads et les valeurs de qualité pour le brin non sens

```
181#
184 Cette procédure pour le brin non sens prend pour argument seq (brin non sens) et
185 nb read (le nombre de clé du dictionnaire).
186 Son but est de stocker les index, les reads et leur valeur de qualité dans un
187 dictionnaire.
188 ""
189 print(); print("2' - Dico brin non sens 3' -> 5'", "\n")
190 def dicoReadsNS(seq,nb_read):
      r1 = readsBNS (seqC,nb_read)
      v1 = valeurQBNS (r1,nb_read)
      id = []
      for i in range(nb_read):
          id = i
         dico_readsNS[id] = [0,0,0]
      for id, i in zip(dico_readsNS.keys(), range(nb_read)):
         dico_readsNS[id][0] = [r1[i]]
dico_readsNS[id][1] = len(r1[i])
         dico_readsNS[id][2] = v1[i]
      print("Dico brin non sens 3' -> 5' :", dico_readsNS) # affiche le dico des
202#
204 dicoReadsNS(seqC, 65) # seqC = séquence complémentaire
```

Voir VIII. Création du dictionnaire pour les index, les reads et les valeurs de qualité pour le brin sens

X. Génération de séquence « adaptateur »

```
206#
                      Adaptateur
208 """
209 Cette procédure prend pour argument nb (nombre d'adaptateur).
210 Son but est de générer une liste d'adaptateur qui sera utilisée dans la partie
211 2 du programme.
213 def adaptateursF(nb):
     for i in range (1, nb+1):
       ad = randseq(4, nucleic)
216
       adaptateurs.append(ad)
217
     return adaptateurs
218
219 #adaptateursF(10)
```

Cette procédure permet de générer une séquence nucléique stockée dans une liste qui va servir d'adaptateur dans la partie 2 du programme.

Ici, la taille de la séquence est fixée à 4 nucléotides. Pour avoir un séquence de taille supérieure, par exemple, 30 nucléotides, on doit écrire **randseq(30, nucleic)**. Pour choisir le nombre d'adaptateur que l'on veut créer, en paramètre de la fonction, on change le nombre écrit par défaut (ici 10). Par exemple, pour avoir 25 adaptateurs, on écrit **adaptateursF(25)** et ces 25 adaptateurs seront ajoutés à la liste adaptateurs.

XI. Création des fichiers de sauvegardes des données

```
221#
                        Sauvegarde dans un fichier
223 "
224 Ces 5 procédures ont pour même arguments file (nom du fichier de sauvegarde des
225 données).
226 Leur but est de créer des fichiers texte pour stocker les dictionnaires / listes
227 générés dans la partie 1 du programme.
228 """
229 def saveDicoBS(file):
230
      NomDuFichier = (file)
      Fichier = open(NomDuFichier, w') # Crée un fichier *.txt en écriture
231
      Fichier.write(str(dico readsS)) # Ecrit le dictionnaire dans le fichier
233
      Fichier.close()
235 saveDicoBS("Dictionnaire BS OBI.txt")
237 def saveDicoBNS(file):
238
      NomDuFichier = (file)
      Fichier = open(NomDuFichier, w') # Crée un fichier *.txt en écriture
      Fichier.write(str(dico_readsNS)) # Ecrit le dictionnaire dans le fichier
      Fichier.close()
243 saveDicoBNS("Dictionnaire BNS OBI.txt")
244
246 def saveSeqIniBS(file):
      NomDuFichier = (file)
      Fichier = open(NomDuFichier, 'w')
249
      Fichier.write(seq)
250
      Fichier.close()
251
252 saveSegIniBS("Séquence ini BS OBI.txt")
253
254 def saveSeqIniBNS(file):
      NomDuFichier = (file)
255
      Fichier = open(NomDuFichier, 'w')
257
      Fichier.write(seqC)
      Fichier.close()
260 saveSeqIniBNS("Séquence_ini_BNS_0BI.txt")
261
262 def saveAdaptateurs(file):
263
      NomDuFichier = (file)
      Fichier = open(NomDuFichier, 'w')
265
      Fichier.write(str(adaptateurs))
      Fichier.close()
268 saveAdaptateurs("Adaptateurs OBI.txt")
```

Toutes ces procédures sont identiques dans leur manière de fonctionner. Pour sauvegarder et conserver les données générées par le programme, on crée des fichiers (ici des fichiers texte). Toutes les données stockées doivent être sous forme de string³. Les dictionnaires et les listes doivent donc être converties pour être stockées dans les fichiers. Pour cela, on doit écrire *str* devant l'argument. Comme, par exemple, **Fichier.write(str(dico_readsS))**.

Partie II

La partie II de ce programme a pour but principal de traiter les données générées aléatoirement dans la partie I du programme.

I. Les variables et les imports

```
Les imports

22 import ast

23 import numpy as np

24 # Listes et dico des brins sens et non sens

25 seq_ini = [] # liste temporaire

26 adaptateurs = [] # liste des adaptateurs

27 # Pour le brin sens 5'-> 3'

28 BS = [] # Brin Sens (BS) liste temporaire

29 dico_BS = {} # dictionnaire des reads brin sens

30 seq = [] # séquence initiale d'ADN

31 # Pour le brin non sens 3' <- 5'

32 BNS = [] #Brin Non Sens (BNS) liste temporaire

33 seqC = [] # sequence initiale Complémentaire

34 dico_BNS = {} # dictionnaire des reads brin non sens
```

import ast sert à convertir les strings en listes ou dictionnaires.

import numpy as np permet d'effectuer des calculs numériques avec Python.

seq_ini est une liste ([]) qui stocke temporairement la séquence initiale d'ADN.

adaptateurs est une liste ([]) qui stocke les adaptateurs générés dans la partie I du programme.

BS (pour Brin Sens) est une liste ([]) temporaire utilisée dans des procédures.

dico_BS est un dictionnaire ({}) qui stocke les index, les reads et les valeurs de qualité du brin sens.

seq est une liste ([]) qui stocke en permanence la séquence initiale d'ADN pour le brin sens.

BNS (pour Brin Non Sens) est une liste ([]) temporaire utilisée dans des procédures.

seqC est une liste ([]) qui stocke en permanence la séquence initiale d'ADN pour le brin non sens.

dico_BNS est un dictionnaire ({}) qui stocke les index, les reads et les valeurs de qualité du brin non sens.

II. Chargement des sauvegardes

```
36 #print('
                              Chargement de la sauvegarde : ", "\n")
37# Les 2 dictionnaires contenant les reads et les val qualité des 2 brins d'ADN
38 " " "
39 Ici, on charge tous les fichiers textes qui contiennent les données générées
40 dans la partie 1 du programme.
41 Ces données vont être traitées à l'aide de différents filtres.
43 Fichier = open('Dictionnaire BS OBI.txt','r')
44 for sortiel in Fichier:
       BS = sortie1
46 Fichier.close()
47 Fichier = open('Dictionnaire_BNS_OBI.txt','r')
48 for sortiel in Fichier:
       BNS = sortie1
50 Fichier.close()
52# Le double brin d'ADN
53 Fichier = open('Séquence_ini_BS_OBI.txt','r')
54 for sortie2 in Fichier:
       seq_ini = sortie2
       seq.append(seq_ini)
        print("Séquence initiale brin sens :", "\n")
print("5'-", seq, "-3'", "\n")
57#
58#
59 Fichier.close()
60 Fichier = open('Séquence_ini_BNS_OBI.txt','r')
61 for sortie2 in Fichier:
       seq_ini = sortie2
       seqC.append(seq_ini)
64# print("Séquence initiale brin non sens :", "\n")
65# print("3'-", seqC, "-5'", "\n")
66Fichier.close()
68 # Adaptateurs
69 Fichier = open('Adaptateurs_OBI.txt','r')
70 for sortie3 in Fichier:
       ADP = sortie3
72 Fichier.close()
```

Toutes ces procédures sont semblables dans leur fonctionnement. Elles sont toutes pour but de charger les données générées dans la partie I du programme. Toutes les sorties de fichier sont de type « string »

III. Mise en forme

```
76 """
77 Dans cette partie, on transforme le type de sortie (string) en (dict) ou en 78 (list) pour pouvoir les traiter dans les procédures suivantes.
79 """
80 # Retour dans le dico
81 dico_BS = ast.literal_eval(BS)
82 #print("Dictionnaire brin sens :", dico_BS, "\n")
83 dico_BNS = ast.literal_eval(BNS)
84 #print("Dictionnaire brin non sens :", dico_BNS, "\n")
85 # Retour dans une liste
86 adaptateurs = ast.literal_eval(ADP)
87 #print("Liste d'adaptateurs :", adaptateurs, "\n")
```

Ces quelques lignes de code servent à rendre le type d'origine aux sorties de la procédure précédente. En effet, **ast.literal_eval(BS)** va transformer le type « str⁴ » en type « dict⁵ » . De même, **ast.literal_eval(ADP)** va transformer le type « str » en type « list⁶ ».

IV. Affichage du contenu du dictionnaire

Cette procédure a pour but d'afficher ce que contient un dictionnaire. On passe en argument le dictionnaire à traiter. Les « print » servent juste à vérifier que tout s'affiche correctement.

⁴ string : chaîne de caractères

⁵ dictionnaire

⁶ liste

V. Filtrage par adaptateurs

```
116 Cette procédure prends pour arguement ReadSet (à remplacer par le dictionnaire
117 à traiter) et Adaptateurs (à remplacer par une séquence de nucléotides).
119 Elle sert à trouver des nucléotides complémentaires au différents reads que
120 compose le dictionnaire sélectionné en argument et à les éliminer.
121 "
122 def FiltreAdapateurs(ReadSet, Adaptateurs):
123
       for cle in ReadSet.keys():
124
            if Adaptateurs == ReadSet[cle][0][0][0:4]:
125
                # retourne le read emputé de ces 4 premiers nucleotides
                ReadSet[cle][0][0] = ReadSet[cle][0][0][4:]
126
127
                   longueur du read après le passage du filtre
                ReadSet[cle][1] = ReadSet[cle][1] -
128
129
                # nouvelles valeurs de qualité
                ReadSet[cle][2] = ReadSet[cle][2][4:]
130
           if Adaptateurs == ReadSet[cle][0][0][16:20]:
    # retourne le read emputé de ces 4 derniers nucléotides
131
132
                ReadSet[cle][0][0] = ReadSet[cle][0][0][:-4]
133
134
                   longueur du read après le passage du filtre
                ReadSet[cle][1] = ReadSet[cle][1] -
135
136
                # nouvelles valeurs de qualité
                ReadSet[cle][2] = ReadSet[cle][2][:-4]
137
138
       return ReadSet
139
140 print("Dico BS :", FiltreAdapateurs(dico_BS, 'ATGA'), "\n")
141 print("Dico BNS :", FiltreAdapateurs(dico_BNS, 'TACT'), "\n")
```

Cette procédure sert à réaliser un filtrage à partir d'un adaptateur que l'on aura mis en argument de la fonction. On choisit le dictionnaire à traiter et l'adaptateur à appliquer. Le résultat sera affiché à l'aide du « print ».

VI. Filtre par seuil de qualité

```
146 Cette procédure prend pour argument ReadSet (vu dans la procédure précédente)
148 si le seuil de qualité n'est pas atteint).
150 def FiltreExtremites(ReadSet, SeuilQualite):
        for cle in ReadSet.keys():
            # retourne le read entier
            R = ReadSet[cle][0][0]
            valsuppr = []; new = []
            for i in range (len(R)):
# toutes les valeurs qualité
                 if ReadSet[cle][2][i] < SeuilQualite:</pre>
                     valsuppr.append(i)
                 else:
                     new.append(ReadSet[cle][2][i])
160
            ReadSet[cle][0][0] = ''.join(R[j] for j in range(len(R)) if j not in valsuppr)
# longeur de la chaine de nucleotide
            ReadSet[cle][1] = len(ReadSet[cle][0][0])
            # nouvelle liste de valeur qualité
            ReadSet[cle][2] = new
        return ReadSet
169 print ("Filtre sur valuers de qualités minimales :"
          , FiltreExtremites(dico BS, 0.3), "\n")
```

Cette procédure sert à éliminer tous les nucléotides et leur valeur de qualité associée si le seuil, fixé par l'utilisateur, n'a pas été atteint. Ici, le seuil est fixé à 0.3. Si on veut modifier ce seuil, il suffit de modifier le chiffre dans l'appel de la fonction. Par exemple, pour un seuil à **0.25**, on écrit **FiltreExtremites(dico_BS, 0.25)**. De même, on peut modifier le dictionnaire à traiter pour travailler sur celui du brin non sens. A ce moment là, on écrira **FiltreExtremites(dico_BNS, 0.25)**.

VII. Filtre de qualité en fonction de la moyenne des valeurs de qualité

```
175 """

176 Cette procédure prend pour argument ReadSet (vu dans les procédures précédentes 177 et SeuilQualité. Cette fois-ci, le seuil de qualité rentré en argument va 178 éliminer les reads entiers ainsi que leur valeur de qualité si la moyenne de 179 ces valeurs (nldr de qualité) ont une moyenne strictement inférieure au seuil 180 définit par l'utilisateur.

181 """

182 def Filtre(ReadSet, SeuilQualite):
183 faible = []
184 for cle in ReadSet.keys():
185 moyenne = np.average(ReadSet[cle][2])
186 if moyenne < SeuilQualite:
187 faible.append(cle)
188 for i in faible:
189 ReadSet.pop(i)
190 return ReadSet
191

192 print("Filtre sur les qualités moyennes :", Filtre(dico_BS, 0.6), "\n")
```

Cette procédure sert à éliminer tous les reads dont la moyenne de la somme des valeurs de qualité n'atteint pas la moyenne fixée par l'utilisateur. Ici, la moyenne est de 0.6 et le dictionnaire traité est le dico_BS. On peut changer ces 2 paramètres. Si on veut travailler sur le dictionnaire du brin non sens avec un seuil de qualité fixé à 0.8, on écrira **Filtre(dico_BNS, 0.8)**.

VIII. Le meilleur chevauchement

```
196 Cette procédure prend pour argument Read (séquence de nucléotide à tester) et
198 Son but est de nous indiquer l'ID du Read qui se chevauche le mieux avec le
199 Read que l'on a entré en paramètre.
201 def BestReadChevauchant(Read, ReadSet):
       maximum = max_chev = 0; best_id = None
       # contrôle de chaque Read du dictionnaire
       for cle in ReadSet.keys():
           # longueur du Read le plus court avec le chevauchement maximal
           c = lmin = min(len(Read),len(ReadSet[cle][0][0]))
           # test à partir du chevauchement maximal
           while c > 0 and c <= lmin:
               if ReadSet[cle][0][0][:c] == Read[-c:] or ReadSet[cle][0][0][-c:] == Read[0:c]:
                   max_chev = c
                   break
               else:
                   c -= 1
           if maximum < max chev:</pre>
               maximum = max chev
216
               best id = cle
217
       return best id
218
219 Read = 'GGTCATACATAGTC'
220 print("L'ID du read qui correspond le mieux avec la séquence suiavnte", Read,
          est le read n°" , BestReadChevauchant (Read, dico_BS), "\n")
```

Cette procédure sert à définir l'ID⁷ du read contenu dans le dictionnaire choisi par l'utilisateur, qui se chevauche le mieux avec le read passé en argument par l'utilisateur. Par exemple, ici on travaille dans le dictionnaire du brin sens (dico_BS) et notre read est défini dans la variable (Read =). Tous les paramètres de la fonction peuvent être changés à la guise de l'utilisateur.

IV. Assemblage

```
220 Cette procédure permet re reassembler les reads après les différentes étapes de
221 filtrage et de recomposer au mieux la séquence de départ.
```

Cette procédure n'est pas disponible pour le moment. Veuillez-nous en excuser.